



Scheda Tecnica

Mascherina Chirurgica 3 strati - Tipo IIR monouso non sterile

Descrizione del Prodotto

Nome del Prodotto: Mascherina medica non sterile monouso

Modello: Cara.comfort

Specifiche: 17,2 x 9,8 cm - 3 strati - elastico a banda larga

Tipo: Tipo II R

Standard Filtrazione: EN 14683: 2019

Efficienza filtrazione batteriologica (BFE): $\geq 98\%$

Composizione

Materiale (3 strati):

strato esterno traspirante, strato intermedio ad alto potere filtrante, strato interno resistente ed ipoallergenico.

Conformità:

Prodotto conforme alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/745 - EN 14683:2019+AC2019

Tipo IIR, filtrazione batterica $>98\%$

CE UNI EN 14683:2019

Condizioni di conservazione: Conservare e trasportare il dispositivo non ancora utilizzato all'interno della propria confezione in luogo asciutto (umidità $<80\%$), pulito e a temperatura compresa tra -20°C e $+25^{\circ}\text{C}$. Mantenere al riparo dalla luce solare diretta.



Packaging

Peso del prodotto: 3 gr

Peso della scatola: 170 gr

Dimensioni Scatola da 50 pz: 19 x 10 x 12 cm

Q.tà per scatola: 50 pz (5 polybag da 10 pz)

Master Carton: 40 x 60 x 37 cm

Q.tà per Master Carton: 30 box da 50 pz - Tot. 1500 pz

Pallet: 120 x 80 x 205 cm - n. 20 Master Carton

