



Real Care

Your safety first

Scheda Tecnica Mascherina Chirurgica Pediatrica - Tipo IIR monouso non sterile

Descrizione del Prodotto:

Nome del Prodotto: Mascherina chirurgica non sterile monouso

Modello: Cara.Kids

Specifiche: 14,2 x 9,2 cm - 3 strati - elastico sottile

Tipo: Tipo II R

Standard Filtrazione: EN 14683:2019

Efficienza filtrazione batteriologica (BFE): ≥98%



Composizione:

Materiale (3 strati):

strato esterno traspirante, strato intermedio ad alto potere filtrante, strato interno resistente ed ipoallergenico.

Conformità:

Prodotto conforme alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/745 - EN 14683:2019+AC2019

Tipo IIR, filtrazione batterica >98%

CE UNI EN 14683:2019

Condizioni di conservazione: Conservare e trasportare il dispositivo non ancora utilizzato all'interno della propria confezione in luogo asciutto (umidità <80%), pulito e a temperatura compresa tra -20°C e +45°C. Mantenere al riparo dalla luce solare diretta.

Packaging:

Peso del prodotto: 3 gr **Peso della scatola:** 180 gr

Dimensioni Scatola da 50 pz: 19 x 10 x 12 cm

Q.tà per scatola: 50 pz (5 polybag da 10 pz)

Master Carton: 40 x 60 x 37 cm

Q.tà per Master Carton: 30 box da 50 pz - Tot. 1500 pz

Pallet: 120 x 80 x 205 cm - n. 20 Master Carton

