



## Scheda Tecnica

# Mascherina Chirurgica 3 strati - Tipo IIR monouso non sterile

## Descrizione del Prodotto

**Nome del Prodotto:** Mascherina medica non sterile monouso

**Modello:** Cara.comfort

**Specifiche:** 17,2 x 9,8 cm - 3 strati - elastico a banda larga

**Tipo:** Tipo II R

**Standard Filtrazione:** EN 14683: 2019

**Efficienza filtrazione batteriologica (BFE):**  $\geq 98\%$

## Composizione

**Materiale (3 strati):**

strato esterno traspirante, strato intermedio ad alto potere filtrante, strato interno resistente ed ipoallergenico.

## Conformità:

Prodotto conforme alle disposizioni del regolamento

(UE) 2017/745 - EN 14683:2019+AC2019

Tipo IIR, filtrazione batterica  $> 98\%$

**CE** UNI EN 14683:2019

**Condizioni di conservazione:** Conservare e trasportare il dispositivo non ancora utilizzato all'interno della propria confezione in luogo asciutto (umidità  $< 80\%$ ), pulito e a temperatura compresa tra  $-20^{\circ}\text{C}$  e  $+45^{\circ}\text{C}$ . Mantenere al riparo dalla luce solare diretta.



## Packaging

**Peso del prodotto:** 3 gr

**Peso della scatola:** 170 gr

**Dimensioni Scatola da 50 pz:** 19 x 10 x 12 cm

**Q.tà per scatola:** 50 pz (5 polybag da 10 pz)

**Master Carton:** 40 x 60 x 37 cm

**Q.tà per Master Carton:** 30 box da 50 pz - Tot. 1500 pz

**Pallet:** 120 x 80 x 205 cm - n. 20 Master Carton

