



**Real
Care**

Your
safety
first

Scheda Tecnica

Semimaschera filtrante antipolvere di tipo FFP2 NR Mod.ITL4

Descrizione del Prodotto:

Nome del Prodotto: KARINA

Modello: ITL4

Specifiche: 16 x 10,5 cm - 4 strati - taglia unica

Tipo: FFP2 NR classificato categoria III

Standard Filtrazione: EN149:2001+A1:2009

Efficienza filtrazione : > 94%

Composizione:

Materiale (4 strati):

Tessuto non-tessuto antibatterico filtrante Melt-Blown ad alta efficienza racchiuso da due strati di Tessuto-non-tessuto Spunbound Protettivo più uno strato confortevole.

Normativa:

Prodotto conforme ai requisiti essenziali di salute e sicurezza previsti dal Regolamento (UE) 2016/425 il dispositivo ITL4 inoltre rispetta le seguenti norme tecniche e standard applicabili: EN149:2001+A1:2009

CE 2008

Condizioni di conservazione: mantenere in condizione buie, secche e ben ventilate, lontano da fiamme libere e fonti di inquinamento a una temperatura compresa tra -20°C e +40°C con un'umidità relativa massima <80%

Shelf life: 5 anni dalla data di produzione



Packaging:

Peso del prodotto: 10 gr

Peso e dim. scatola da 30pz : 290 gr - 22,8x11x11 cm

Peso e dim. scatola da 10pz : 105 gr - 22,5,x11x5,5 cm

Master Carton: 73x62x18 cm

Q.tà per Master Carton:

50 box da 10 pz - Tot. 500 mascherine

15 box da 30 pz - Tot. 450 mascherine

Pallet: 80x 120 x 205 cm (10.000 / 9000 mascherine)

